

CHROMagar™ Identification Listeria

Instructions For Use
Available in several languages

NT-EXT-026

Version 9.1

Click below for:

ENGLISH

FRANCAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH



CHROMagar™ Identification Listeria

MEDIUM PURPOSE

Chromogenic medium for confirmation of *L. monocytogenes* species from suspect colonies on CHROMagar™ Listeria. *Listeria monocytogenes* is a widespread bacteria, present in the soil, sewage, or faecal matter. Its ability to form listerial biofilms on contact surfaces makes it difficult to eliminate. This pathogen can cause serious food poisoning and is therefore frequently isolated in food processing facilities to avoid food contamination. For fast food released onto the market, it is important to rapidly distinguish this pathogen from other harmless *Listeria* species such as *L. ivanovii*, *L. innocua*.

COMPOSITION

The product is composed of a powder base (B) and a supplement (S).

Product	=	Base LK970 (B)	+ Supplement LK970 (S)
Total g/L		51.8 g/L	6.5 g/L
Composition g/L		Agar 15.0 NaCl 5.0 Peptone and yeast extracts 23.0 Chromogenic mix 8.8	Selective and enrichment mix 6.5
Aspect		Powder Form	Powder Form
STORAGE		2-30 °C	2-8 °C
FINAL MEDIA pH		7.0 +/- 0.2	

Typical Samples

e.g. meat samples, dairy products, vegetables, sea-food and environmental.

PREPARATION (Calculation for 250 mL)

Step 1

Preparation of the base

- Disperse slowly 12.95 g of powder base in 250 mL of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat to 121 °C +/- 1 °C during 15 minutes.
- Cool in a water bath to 45-50 °C +/- 2 °C.

Step 2

Preparation of the supplement

- Add 1.63 g of CHROMagar™ Identification Listeria supplement to 10 mL of sterile purified water.
- Add a magnetic bar and homogenize during at least 30 minutes rotating the magnetic bar at high speed (700-1000 rpm) without heating until getting a creamy homogeneous suspension as presented below.

STAGE 1:

Possible Presence of grains on the surface of the vial and in the mix



Aspect at this step:

- Liquid with undissolved grains

-->

STAGE 2: Formation of white dense foam on the surface and rise of foam



Aspect at this step:

- Dense/Compact foam (SURFACE)
- Foamy Mix

-->

STAGE 3: Less dense/compact Foam, more creamy mix




Aspect at this step:

- No Rise of Foam
- More ventilated foam
- Liquid

-->

STAGE 4:

VERY GOOD MIX



Aspect at this step:

- Homogeneous
- Fluid (liquid)
- Without grains No Foam

GOOD PREPARATION

Step 2

Mixing of the base and the supplement

- Place the melted 45-50 °C cooled **base** under gentle stirring with a magnetic bar.
 - Add the homogeneous reconstituted supplement, keeping the gentle stirring during 1 or 2 minutes until complete homogenisation.
 - Pour IMMEDIATELY into sterile Petri dishes.
- Warning: DO NOT STACK THE PETRI DISHES.**
- Let them cool down. Let it solidify and dry.

Storage

- Store in the dark before use.
- Prepared media plates can be kept for one day at room temperature.
- Plates can be stored for up to one month under refrigeration (2/8 °C) if properly prepared and protected from light and dehydration.

CHROMagar™ Identification Listeria

INOCULATION


- If the agar plate has been refrigerated, allow to warm to room temperature before inoculation.
- Do a test from typical isolated colonies from CHROMagar Listeria (blue colony with a white halo appearing after 24 h +/- 2 h at 37 °C +/- 1 °C).

The test is performed by spot :

- Do a zigzag streak on the surface of the medium.

One can do up to 3 spots by 55 mm plates.

- Incubate 18h to 24 h at 37 °C +/- 1 °C.



zigzag streak on the surface of the medium


Collection and transport of the samples should be well handled and adapted to the particular specimen according to good laboratory practices.

PROCEDURES

CHROMagar™ Listeria Method

- For the Detection of Presence/Absence of *L. monocytogenes* in all human food products and environmental samples. (Refer to Illustration 1)


Illustration 1: Detection Method



CHROMagar™ Listeria enumeration Method

- Enumeration of *L. monocytogenes* in all human food products and environmental samples. (Refer to Illustration 2)


Illustration 2: Enumeration Method



INTERPRETATION

Microorganism	Typical colony appearance
<i>L. monocytogenes</i>	→ pink surrounded by a white halo
<i>L. ivanovii</i>	→ colourless surrounded by a white halo
<i>L. innocua</i>	→ pink without halo
<i>L. seeligeri</i>	→ colourless without halo
<i>B. cereus</i>	→ colourless with irregular edge (intense halo)

Typical colony appearance on CHROMagar™ Identification Listeria



Listeria monocytogenes

Listeria innocua

Listeria ivanovii

Bacillus cereus

The pictures shown are not contractual.

CHROMagar™ Identification Listeria

PERFORMANCE & LIMITATIONS

A study on 120 strains of *L. monocytogenes* and 55 strains of *L. ivanovii* has shown a sensitivity and a specificity of 100 %.

QUALITY CONTROL

Please perform Quality Control according to the use of the medium and the local QC regulations and norms. Good preparation of the medium can be tested, isolating the ATCC strains below:

Microorganism	Typical colony appearance
<i>L. monocytogenes</i> ATCC® 13932 = WDCM 00021	→ pink with halo
<i>L. innocua</i> = ATCC® 33091*	→ pink without halo
<i>L. ivanovii</i> ATCC® 19119 = WDCM 00018	→ colourless with halo
<i>B. cereus</i> = ATCC® 14893*	→ colourless with big halo

WDCM : World Data Center for Microorganism World Federation for Culture Collection

WARNINGS

- Do not use plates if they show any evidence of contamination or any sign of deterioration.
- Do not use the product beyond its expiry date or if product shows any evidence of contamination or any sign of deterioration.
- For Laboratory use. This laboratory product should be used only by trained personnel in compliance with good laboratory practices.
- Any change or modification in the procedure may affect the results.
- Any change or modification of the required storage temperature may affect the performance of the product.
- Unappropriate storage may affect the shelf life of the product.
- Recap the bottles/vials tightly after each preparation and keep them in a low humidity environment, protected from moisture and light.
- For a good microbial detection: collection and transport of specimen should be well handled and adapted to the particular specimen according to good laboratory practices.

DISPOSAL OF WASTE









After use, all plates and any other contaminated materials must be sterilized or disposed by appropriate internal procedures and in accordance with local legislations. Plates can be destroyed by autoclaving at 121 °C for at least 20 minutes.

REFERENCES


Please refer to our website page «Publications» for scientific publications about this particular product.

Web link: <http://www.chromagar.com/publication.php>

IFU/LABEL INDEX

-  Catalogue reference
-  Consult instructions for use
-  Quantity of powder sufficient for X liters of media
-  Expiry date
-  Required storage temperature
-  Store away from humidity
-  Protect from light
-  Manufacturer

Pack Size

Σ 250 mL 

Ordering References

LK970

Base

LK970(B)
Weight: 12.95 g

+

Supplement

LK970(S)
Weight: 1.63 g

Need some
Technical Documents?

Available
for download on
www.CHROMagar.com


- Certificate of Analysis (CoA) --> One per Lot
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

NT-EXT-026 V9.1 / 06-May-24

CHROMagar is a trademark created by Dr A. Rambach

ATCC® is a registered trademark of the American Type Culture Collection

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

 CHROMagar 29 Avenue George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis - France
Email: CHROMagar@CHROMagar.com
Tel +33 (0)1.45.48.05.05. Website: www.CHROMagar.com

CHROMagar™ Identification Listeria

OBJECTIF DU MILIEU

Milieu chromogénique pour la confirmation des *L. monocytogenes* provenant de colonies suspectes sur CHROMagar™ Listeria. *Listeria monocytogenes* est une bactérie largement répandue, présente dans la terre, les eaux usées ou les matières fécales. Sa capacité à former des biofilms listériels sur les surfaces de contact la rend difficile à éliminer. Ce pathogène peut causer de sérieux empoisonnements alimentaires et c'est pour cela qu'il est fréquemment une cible des contrôles qualité microbiens dans les process alimentaires pour éviter les contaminations alimentaires. La contamination peut arriver à toutes étapes de la chaîne alimentaire, des matières premières au lieu de consommation des aliments.

COMPOSITION

Le produit est composé d'une base poudre (B) et d'un Supplément (S).

Produit	=	Base LK970 (B)	+ Supplément LK970 (S)
Total g/L		51,8 g/L	6,5 g/L
Composition g/L		Agar 15,0 NaCl 5,0 Peptone et extraits de levure 23,0 Mix Chromogénique 8,8	Mix sélectif 6.5
Aspect		En poudre	En poudre
STOCKAGE		2/30 °C	2/8 °C
pH DU MILIEU FINAL		7,0 +/- 0,2	

Échantillons typiques

échantillons de viande, produits laitiers, légumes, fruits de mer et environnementaux

PRÉPARATION (Calcul pour 250 mL)

Étape 1

Préparation de la base (B)

- Ajouter 12,95 g de poudre de la base (B) dans 250 mL d'eau purifiée.
- Disperser la poudre lentement dans l'eau en effectuant des rotations pour bien gonfler le milieu.
- Chauffer à 121 °C +/- 1 °C pendant 15 minutes.
- Refroidir dans un bain d'eau à 45-50 °C +/- 2 °C.

Étape 2

Préparation du supplément (S)

- Ajouter 1,63 g du supplément CHROMagar™ Identification Listeria (S) à 10 mL d'eau purifiée stérile.
- Ajouter une barre magnétique et remuer à haute vitesse (700-1000 rpm) au moins 30 minutes SANS CHAUFFER jusqu'à obtenir une suspension crémeuse et homogène, voir ci-dessous:

ÉTAPE 1:

Présence possible de grains sur la surface du mélange et sur la fiole




Aspect à cette étape:

- Liquide avec des grains non dissous

-->

ÉTAPE 2: Formation d'une mousse sur la surface et montée de mousse



Aspect à cette étape:

- Mousse Dense/ Compacte (SURFACE)
- Mélange mousseux

-->

ÉTAPE 3: Mousse **Moins** dense-compacte, plus crémeux




Aspect à cette étape:

- Pas de montée de mousse
- Mousse plus ventilée
- Liquide

-->

ÉTAPE 4:

Très bon mélange



Aspect à cette étape:

- Homogène
- Fluide (liquide)
- Mousse sans grains

Bonne préparation

Étape 2

Mélange de la base préparée (B) avec le supplément préparé (S)

- Mettre le CHROMagar™ Listeria base, fondu et ramené à 45-50 °C, en agitation douce.
- Y ajouter le supplément homogène reconstitué, en continuant l'agitation 1-2 min jusqu'à homogénéisation complète.
- Couler IMMEDIATEMENT dans des boîtes de Petri stériles.

Attention: NE PAS SUPERPOSER LES BOITES

- Laissez-les se refroidir et sécher.


Stockage

- Conserver à l'obscurité.
- Les boîtes préparées peuvent être conservées une journée à température ambiante.
- Les boîtes préparées peuvent être conservées jusqu'à un mois à 2/8 °C si elles ont été bien préparées et protégées de la lumière et de la déshydratation.

CHROMagar™ Identification Listeria

INOCULATION

- Si la boîte préparée a été réfrigérée, la réchauffer à température ambiante avant inoculation.
 - A partir des colonies typiques observées sur CHROMagar™ Listeria, sur une boîte de CHROMagar™ Identification Listeria (colonie bleue avec un halo blanc apparaissant après 24 h +/- 2 h à 37 °C +/- 1 °C).
- réalisez un spot :
faire de petits stries en zigzag sur la surface du milieu.
Une boîte peut faire jusqu'à 3 tests avec des boîtes de 55 mm.
 - Incuber de 18 h à 24 h à 37 °C +/- 1 °C.




stries en zigzag sur la surface du milieu

PROCÉDURES

Méthode CHROMagar™ Listeria

- Pour la Recherche des *L. monocytogenes* dans tous produits d'alimentation humaine et échantillons d'environnement. (Schéma 1)


Schéma 1: Méthode de détection



Méthode de numération CHROMaga™ Listeria

- Pour le dénombrement des *L. monocytogenes* dans tous produits d'alimentation humaine et échantillons d'environnement. (Référer au schéma 2)


Schéma 2: Méthode de dénombrement



INTERPRÉTATION

Microorganismee	Apparence d'une colonie typique
<i>L. monocytogenes</i>	→ rose entouré d'un halo blanc
<i>L. ivanovii</i>	→ incolore entouré d'un halo blanc
<i>L. innocua</i>	→ rose sans halo
<i>L. seeligeri</i>	→ incolore sans halo
<i>B. cereus</i>	→ incolore avec halo aux bords irréguliers (halo intense)

Apparence typique des colonies sur CHROMagar™ Identification Listeria



CHROMagar™ Identification Listeria

PERFORMANCE & LIMITATIONS

Une étude sur 120 souches de *L. monocytogenes* et 55 souches de *L. ivanovii* a montré une sensibilité et une spécificité de 100 %.

CONTRÔLE QUALITÉ

Merci d'effectuer un contrôle qualité en accord avec l'usage du milieu et les normes locales de contrôle qualité. La bonne préparation du milieu peut être testée en isolant les souches ATCC suivantes:

Microorganisme	Apparence d'une colonie typique
<i>L. monocytogenes</i> ATCC® 13932 = WDCM 00021	→ rose avec halo
<i>L. innocua</i> = ATCC® 33091*	→ rose sans halo
<i>L. ivanovii</i> ATCC® 19119 = WDCM 00018	→ incolore avec halo
<i>B. cereus</i> = ATCC® 14893*	→ incolore avec halo intense aux bords irréguliers


WDCM : World Data Center for Microorganism World Federation for Culture Collection

ATTENTION

- Ne pas utiliser les boîtes si elles montrent un signe évident de contamination ou de détérioration.
- Ne pas utiliser notre produit au delà de la date d'expiration ou si le produit montre un signe évident de contamination ou de détérioration.
- Dispositif de laboratoire. Ceci est un produit de laboratoire qui doit être utilisé par du personnel spécialisé et formé aux bonnes pratiques de laboratoire.
- Tout changement ou modification dans la procédure peut affecter les résultats.
- Tout changement ou modification de la température de stockage requise peut affecter la performance du produit.
- Une conservation inappropriée peut affecter la durée de vie du produit.
- Bien refermer les pots/fioles après chaque préparation et les conserver à l'abri de l'humidité, protégé des moisissures et de la lumière.
- Pour une bonne détection microbienne, la collecte et le transport des échantillons doivent être bien gérés et adaptés à l'échantillon en accord avec les bonnes pratiques de laboratoire.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Après utilisation, toutes les boîtes et autres matériels contaminés doivent être stérilisés et jetés selon des procédures internes appropriés ou en accord avec les réglementations locales. Les boîtes doivent être autoclavés à 121 °C pendant au moins 20 minutes.


Format	Référence de commande	Base	Supplément
 250 mL 25 Tests of 10 mL	LK970	LK970(B) Poids: 12,95 g	+ LK970(S) Poids: 1,63 g

NT-EXT-026 V9.1 / 06-May-24

CHROMagar est une marque créée par Dr A. Rambach

ATCC® est une marque enregistrée par American Type Culture Collection









CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

 CHROMagar 29 Avenue George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis - France
Email: CHROMagar@CHROMagar.com
Tel +33 (0)1.45.48.05.05. Website: www.CHROMagar.com

RÉFÉRENCES

Merci de référer à notre page internet «Publications» pour consulter les publications scientifiques concernant ce produit.
Lien internet: <http://www.chromagar.com/publication.php>

LEXIQUE ÉTIQUETTE

	Référence catalogue
	Consulter les instructions d'utilisation
	Quantité de poudre suffisante pour X litres de milieu
	Date d'expiration
	Température de stockage requise
	Conserver à l'abri de l'humidité
	Protéger de la lumière
	Fabricant

Où puis-je trouver les documents techniques?

Disponible en téléchargement sur www.CHROMagar.com

- Certificat d'analyse (CoA) --> Un par Lot
- Fiche de Sécurité (MSDS)

CHROMagar™ Identificación Listeria

FINALIDAD DEL MEDIO

Medio cromogénico para la confirmación de las especies de *L. monocytogenes* en colonias sospechosas en CHROMagar™ Listeria.

Listeria monocytogenes es una bacteria ampliamente distribuida, presente en el suelo, aguas residuales o materias fecales. Su capacidad para formar biopelículas de listerias en superficies de contacto dificulta su eliminación. Este patógeno puede causar intoxicaciones alimentarias graves, por lo que, con frecuencia, se aísla en las instalaciones de procesamiento de alimentos para evitar contaminaciones alimentarias. Para que los alimentos salgan rápidamente al mercado, es importante distinguir rápidamente este patógeno de otras especies inoñas de *Listeria* como *L. ivanovii*, *L. innocua*.

COMPOSICIÓN

El producto está compuesto de una base de polvo (B) y un suplemento (S).

Producto	=	Base LK970 (B)	+ Suplemento LK970 (S)
Total g/l		51,8 g/L	6,5 g/L
Composición g/l		Agar 15,0 NaCl 5,0 Extractos de peptona y levaduras 23,0 Mezcla cromogénica 8,8	Mezcla selectiva y para enriquecimiento 6,5
Aspecto		Forma en polvo	Forma en polvo
ALMACENAMIENTO		2-30 °C	2-8 °C
pH FINAL DEL MEDIO		7,0 +/- 0,2	

PREPARACIÓN (Cálculo para 250 mL)

Paso 1

Preparación de la base

- Suspender lentamente 12,95 g de base de polvo en 250 mL de agua purificada.
- Remover hasta que el agar haya espesado bien.
- Calentar a 121 °C +/- 1 °C durante 15 minutos.
- Enfriar en una cubeta térmica a 45-50 °C +/- 2 °C.

Paso 2

Preparación del suplemento

- Añadir 1,63 g de suplemento CHROMagar™ Identificación de Listeria a 10 mL de agua purificada estéril.
- Añadir una barra magnética y homogeneizar durante al menos 30 minutos haciéndola girar a alta velocidad (700-1000 rpm) sin calentar, hasta conseguir una suspensión cremosa homogénea como se muestra a continuación.

FASE 1:


Posible presencia de granos en la superficie del vial y en la mezcla



Aspecto en esta fase:

- Líquido con granos no disueltos

FASE 2: Formación de una densa espuma blanca en la superficie y aumento del tamaño de la misma



Aspecto en esta fase:

- Espuma densa/compacta (SUPERFICIE)
- Mezcla espumosa

FASE 3: Espuma menos densa/compacta, mezcla más cremosa



Aspecto en esta fase:

- La espuma no aumenta de tamaño
- Espuma más ventilada
- Líquido

FASE 4:

MEZCLA MUY BUENA



Aspecto en esta fase:

- Homogéneo
- Fluido (líquido)
- Sin granos ni espuma

PREPARACIÓN CORRECTA

Paso 2

Mezcla de la base y el suplemento

- Poner la **base** fundida y enfriada a 45-50 °C bajo agitación suave con barra magnética.
 - Añada el suplemento homogéneo reconstituido, manteniendo la agitación suave durante 1 ó 2 minutos hasta la homogeneización completa.
 - Verter INMEDIATAMENTE en placas de Petri estériles.
- Advertencia: NO APILAR LAS PLACAS DE PETRI.**
- Dejar que se enfríen. Dejar solidificar y secar.

Almacenamiento

- Almacenar en la oscuridad antes de usar.
- Las placas preparadas con medio pueden conservarse durante un día a temperatura ambiente.
- Las placas pueden almacenarse hasta un mes refrigeradas (2/8 °C) si se han preparado correctamente y se protegen de la luz y la deshidratación.

CHROMagar™ Identification Listeria

INOCULACIÓN


- Si la placa de agar ha sido refrigerada, dejar que caliente a temperatura ambiente antes de la inoculación.
- Haga una prueba en colonias típicas aisladas de CHROMagar™ Listeria (colonias azules con un halo blanco que aparece tras 24 h +/- 2 h a 37 °C +/- 1 °C).

La prueba se realiza mediante siembra por manchado:

- Dibujar un zigzag en la superficie del medio.

Se pueden dibujar hasta 3 manchas en placas de 55 mm.

- Incubar de 18 h a 24 h a 37 °C +/- 1 °C.



siembra en zigzag
En la superficie del medio


- La recogida y transporte de las muestras deberán realizarse y adaptarse a cada muestra concreta de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio.

PROCEDIMIENTOS

Método con CHROMagar™ Listeria

- Para la detección de presencia/ausencia de *L. monocytogenes* en cualquier producto alimenticio para el hombre y en muestras ambientales. (Consulte la imagen 1)


Ilustración 1: Método de detección



Método de recuento con CHROMagar™ Listeria:

- Recuento de *L. monocytogenes* en cualquier producto alimenticio para el hombre y en muestras ambientales. (Consulte la imagen 2)


Ilustración 2: Método de recuento



INTERPRETACIÓN

Microorganismo	Aspecto típico de las colonias
<i>L. monocytogenes</i>	→ rosa rodeadas de un halo blanco
<i>L. ivanovii</i>	→ incoloras rodeadas de un halo blanco
<i>L. innocua</i>	→ rosa sin halo
<i>L. seeligeri</i>	→ incoloras sin halo
<i>B. cereus</i>	→ incoloras con borde irregular (halo intenso)

Aspecto típico de las colonias en CHROMagar™ para identificación de Listeria



Listeria monocytogenes

Listeria innocua

Listeria ivanovii

Bacillus cereus

Las imágenes mostradas no son contractuales.

CHROMagar™ Identification Listeria

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES

Un estudio realizado en 120 cepas de *L. monocytogenes* y 55 cepas de *L. ivanovii* ha mostrado una sensibilidad y una especificidad del 100 %.

CONTROL DE CALIDAD

Realizar el control de calidad de acuerdo con la utilización del medio y los reglamentos y normas locales para QC.

La correcta preparación del medio puede analizarse aislando las cepas ATCC que se enumeran más abajo:

Microorganismo	Aspecto típico de las colonias
<i>L. monocytogenes</i> ATCC® 13932 = WDCM 00021	→ rosa con halo
<i>L. innocua</i> = ATCC® 33091*	→ rosa sin halo
<i>L. ivanovii</i> ATCC® 19119 = WDCM 00018	→ incoloras con halo
<i>B. cereus</i> = ATCC® 14893*	→ incoloras con un gran halo

WDCM : World Data Center for Microorganism World Federation for Culture Collection

PRECAUCIONES

- No utilice placas que muestren cualquier evidencia de contaminación o cualquier otro signo de deterioro.
- No utilizar el producto más allá de su fecha de caducidad o si el producto muestra cualquier evidencia de contaminación o cualquier otro signo de deterioro.
- Uso previsto para laboratorio. Este producto de laboratorio debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado conforme a las buenas prácticas de laboratorio.
- Cualquier cambio o modificación en el procedimiento puede afectar a los resultados.
- Cualquier cambio o modificación de la temperatura de almacenamiento requerida puede afectar al rendimiento del producto.
- Un almacenamiento inadecuado puede afectar la vida útil del producto.
- Volver a tapar herméticamente los frascos / viales después de cada preparación y mantenerlos en un ambiente de baja humedad, protegido de la condensación y la luz.
- Para una buena detección microbiana: la recogida y transporte de las muestras deberán realizarse y adaptarse a cada muestra concreta de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Después de su uso, todas las placas y el resto de material contaminado deben esterilizarse o eliminarse mediante procedimientos internos apropiados y de acuerdo con las normativas locales. Las placas pueden destruirse mediante autoclavado a 121 °C durante al menos 20 minutos.

Tamaño del envase	Referencias para pedidos	Base	Suplemento
Σ 250 mL 25 pruebas de 10 mL	LK970	LK970(B) Peso: 12,95 g	+ LK970(S) Peso: 1,63 g

NT-EXT-026 V9.1 / 06-May-24

CHROMagar es una marca comercial creada por el Dr. A. Rambach
ATCC® es una marca registrada de la American Type Culture Collection

REFERENCIAS

Consulte nuestra página web "Publicaciones" para acceder a las publicaciones científicas sobre este producto en particular.

Enlace web: <http://www.chromagar.com/publication.php>

ÍNDICE DE LAS INSTRUCCIONES / ETIQUETA

	Referencia de catálogo
	Consultar las instrucciones de utilización
	Cantidad de polvo suficiente para X litros de medio
	Fecha de caducidad
	Temperatura de almacenamiento requerida
	Almacenar protegido de la humedad
	Proteger de la luz
	Fabricante

¿Necesita algún documento técnico?

Disponible para su descarga en www.CHROMagar.com

- Certificado de análisis (CoA) --> Uno por lote
- Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)

CHROMagar™ Identification Listeria

VERWENDUNGSZWECK

Chromogenes Medium zur Bestätigung von *L. monocytogenes* Arten aus verdächtigen Kolonien auf CHROMagar™ Listeria.

Listeria monocytogenes ist ein weit verbreitetes Bakterium, das im Boden, im Abwasser oder in Fäkalien vorkommt. Es ist schwer zu eliminieren, weil es auf Kontaktoberflächen Biofilme bildet. Dieser Erreger kann ernste Lebensmittelvergiftungen hervorrufen und wird daher oft in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben isoliert, um eine Lebensmittelkontamination zu verhindern. Für eine zügige Freigabe von Lebensmitteln ist es wichtig, diesen Erreger schnell von anderen, harmlosen *Listeria*-Arten wie *L. ivanovii* oder *L. innocua* zu unterscheiden.

ZUSAMMENSETZUNG

Das Produkt besteht aus einer Base (B) und einem Supplement (S).

Produkt	=	Base LK970 (B)	+ Supplement LK970 (S)
Gesamt g/L		51,8 g/L	6,5 g/L
Zusammensetzung g/L		Agar 15,0 NaCl 5,0 Pepton- und Hefeextrakte 23,0 Chromogenmischung 8,8	Selektive und Anreicherungsmischung 6,5
Aussehen		Pulver	Pulver
AUFBEWAHRUNG		2-30 °C	2-8 °C
pH DES ENDMEDIUMS		7,0 +/- 0,2	

Typische Proben

z. B. Fleisch, Milchprodukte, Gemüse, Meeresfrüchte und Umweltproben

ZUBEREITUNG (Berechnung für 250 mL)

Schritt 1

Zubereitung der Base

- 12,95 g der Base langsam in 250 mL destilliertem Wasser resuspendieren.
- Rühren, bis der Agar aufgequollen ist.
- 15 Minuten lang auf 121 °C +/- 1 °C erhitzen.
- Im Wasserbad auf 45-50 °C +/- 2 °C abkühlen.

Schritt 2

Zubereitung des Supplements

- 1,63 g CHROMagar™ Identification Listeria Supplement in 10 mL steriles destilliertes Wasser geben.
- Rührfisch zugeben und mindestens 30 Minuten unter schnellem Rühren (700-1000 UpM) ohne Heizung homogenisieren, bis eine cremige, homogene Suspension wie unten gezeigt entsteht.

PHASE 1:
Mögliche Anwesenheit von Körnern auf der Oberfläche des Kolbens und in der Mischung




Aussehen nach diesem Schritt:

- Flüssigkeit mit nicht aufgelösten Körnern

-->

PHASE 2: Bildung von dichtem weißem Schaum an der Oberfläche und Aufsteigen von Schaum



Aussehen nach diesem Schritt:

- Dichter/kompakter Schaum (OBERFLÄCHE)
- Schaumige Mischung

-->

PHASE 3: Weniger dichter/kompakter Schaum, cremigere Mischung



Aussehen nach diesem Schritt:

- Kein Aufsteigen von Schaum
- Luftigerer Schaum
- Flüssigkeit

-->

PHASE 4: SEHR GUTE MISCHUNG



Aussehen nach diesem Schritt:

- Homogen
- Flüssig (Flüssigkeit)
- Ohne Körner, kein Schaum

GUTE ZUBEREITUNG

Schritt 2

Mischung der Base und des Supplements

- Die geschmolzene, auf 45-50 °C abgekühlte **Base** mit dem Magnetrührer leicht rühren.
- Das homogene, rekonstituierte Supplement zugeben, und 1-2 Minuten bis zur vollständigen Homogenisierung sanft weiterrühren.
- **SOFORT** in sterile Petrischalen gießen.
- **Warnung: PETRISCHALEN NICHT STAPELN.**
- Abkühlen lassen. Erstarren und trocknen lassen.

Aufbewahrung

- Vor dem Gebrauch dunkel lagern.
- Fertige Platten können einen Tag bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Die Platten können bis zu 1 Monat im Kühlschrank (2-8 °C) aufbewahrt werden, wenn sie sachgerecht zubereitet wurden und vor Licht und Austrocknung geschützt sind.

CHROMagar™ Identification Listeria

BEIMPFFEN


- Kühl gelagerte Agarplatten vor dem Beimpfen auf Raumtemperatur bringen.
- Führen Sie einen Test an charakteristischen Kolonien durch, die auf CHROMagar™ Listeria isoliert wurden (blaue Kolonie mit weißem Hof, die bei Inkubation bei 37 °C +/- 1 °C nach 24 Std. +/- 2 Std. erscheint).

Der Test wird mit Hilfe des Spot-Verfahrens durchgeführt:

- Machen Sie einen zickzackförmigen Ausstrich auf der Oberfläche des Mediums.

Auf 55-mm-Platten können bis zu 3 Spots durchgeführt werden.

- 18-24 Stunden bei 37 °C +/- 1 °C inkubieren.



Zickzackförmiger Ausstrich auf der Oberfläche des Mediums


Probenahme und -transport sollten unter Einhaltung guter Laborpraktiken sorgfältig und an die jeweilige Probenart angepasst durchgeführt werden.

VERFAHREN

CHROMagar™ Listeria Methode

- Zum Nachweis der Anwesenheit/Abwesenheit von *L. monocytogenes* in Lebensmittel- und Umgebungsproben. (Siehe Abbildung 1)


Abbildung 1: Nachweismethode



CHROMagar™ Listeria Zählmethode

- Zählung von *L. monocytogenes* in allen Lebensmittel- und Umgebungsproben. (Siehe Abbildung 2)


Abbildung 2: Zählmethode



INTERPRETATION

Mikroorganismus	Typisches Erscheinungsbild der Kolonien
<i>L. monocytogenes</i>	→ pinkfarben, von einem weißen Hof umgeben
<i>L. ivanovii</i>	→ farblos, von einem weißen Hof umgeben
<i>L. innocua</i>	→ pinkfarben ohne Hof
<i>L. seeligeri</i>	→ farblos ohne Hof
<i>B. cereus</i>	→ farblos mit unregelmäßigem Rand (intensiver Hof)

Typisches Erscheinungsbild der Kolonien auf CHROMagar™ Identification Listeria



Listeria monocytogenes

Listeria innocua

Listeria ivanovii

Bacillus cereus

Die gezeigten Fotos sind unverbindlich.

CHROMagar™ Identification Listeria

LEISTUNGSMERKMALE UND VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN

Eine Studie an 120 Stämmen von *L. monocytogenes* und 55 Stämmen von *L. ivanovii* hat eine Sensitivität und Spezifität von 100 % ergeben.

QUALITÄTSKONTROLLE

Bitte führen Sie die Qualitätskontrolle je nach Gebrauch des Mediums und gemäß nationaler Qualitätskontrollvorschriften und -normen durch.

Ob das Medium richtig hergestellt wurde, kann durch Isolierung der folgenden ATCC-Stämme getestet werden:

Mikroorganismus	Typisches Erscheinungsbild der Kolonien
<i>L. monocytogenes</i> ATCC® 13932 = WDCM 00021	→ pinkfarben mit Hof
<i>L. innocua</i> = ATCC® 33091	→ pinkfarben ohne Hof
<i>L. ivanovii</i> ATCC® 19119 = WDCM 00018	→ farblos mit Hof
<i>B. cereus</i> = ATCC® 14893	→ farblos mit großem Hof

WARNHINWEISE

- Platten nicht verwenden, wenn sie Anzeichen von Kontamination oder Beschädigung zeigen.
- Produkt nicht verwenden, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder Anzeichen von Kontamination oder Beschädigung beobachtet werden.
- Für den Laborgebrauch. Dieses Produkt darf nur von geschultem Laborpersonal und unter Einhaltung guter Laborpraktiken verwendet werden.
- Jede Abweichung von dem beschriebenen Verfahren kann die Ergebnisse beeinflussen.
- Jede Abweichung von der erforderlichen Lagertemperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
- Unsachgemäße Lagerung kann sich auf die Haltbarkeitsdauer auswirken.
- Die Flaschen/Ampullen müssen nach jeder Präparation wieder fest verschlossen und an einem trockenen, lichtgeschützten Ort aufbewahrt werden.
- Um einen guten Nachweis von Mikroorganismen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Probenahme und -transport sorgfältig und entsprechend der jeweiligen Probenart unter Einhaltung guter Laborpraktiken durchgeführt werden.

ABFALLENTSORGUNG









Alle Platten und sonstige kontaminierte Materialien müssen nach dem Gebrauch sterilisiert oder durch geeignete interne Verfahren und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Die Platten können durch mindestens 20-minütiges Autoklavieren bei 121 °C unschädlich gemacht werden.

LITERATUR

Wissenschaftliche Artikel über dieses spezielle Produkt finden Sie im Bereich „Publications“ auf unserer Website.

Web link: <http://www.chromagar.com/publication.php>

ZEICHENERKLÄRUNG GEBRAUCHSANWEISUNG/ ETIKETT

-  Bestellnummer
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Die Basemenge reicht für X Liter Medium
-  Haltbar bis
-  Erforderliche Lagertemperatur
-  Vor Feuchtigkeit schützen
-  Vor Licht schützen
-  Hersteller

Packungsgröße



250 mL

25 Tests
zu je 10 mL

Artikelnummern

LK970

Base

LK970(B)
Gewicht: 12,95 g

Supplement

LK970(S)
Gewicht: 1,63 g

Technische Dokumente:

Als Download erhältlich auf:
www.CHROMagar.com

- Analysenzertifikat (CoA) --> Eins pro Charge
- Sicherheitsdatenblatt (SDB)

NT-EXT-026 V9.1 / 06-May-2024

CHROMagar ist eine von Dr. A. Rambach entwickelte Marke.

ATCC® ist eine eingetragene Marke der American Type Culture Collection

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer



CHROMagar 29 Avenue George Sand,
93210 La Plaine Saint-Denis - Frankreich
E-Mail: CHROMagar@CHROMagar.com
Tel. +33 (0)1.45.48.05.05. Website: www.CHROMagar.com